

A black and white photograph showing the silhouettes of two hands and two feet, positioned as if they are about to be examined or treated. The background is a light grey gradient, and the silhouettes are dark, creating a strong contrast.

PRODUKTION AV
**ORTOPEDISKA
INLÄGG**

www.kingmed.pl

Vi garanterar högkvalitativa produkter
Tillverkad för hand **från certifierade material**



OM OSS

KINGMED är ett familjeföretag som specialiserar sig i tillverkning av ortopediska sulor. Sedan 1993 jobbar vi på både polska och internationella marknader ibland annat Tyskland, Belgien, Storbritannien och Nederländerna.

Vi erbjuder stort utbud av olika ortopediska sulor för olika behov och diagnoser. Läs gärna detaljerade beskrivningar av varje produkt på vår hemsida.

Vi använder endast certifierade och provade material för skoinlägg av högsta kvalitet. Vårt mål är att öka din livskomfort med dem nyaste lösningar inom ortopedi.

VÅRT MOTTO ÄR: DITT NÖJE ÄR VÅR SUCCÉ!

Alla produkter följer lagen om medicintekniska produkter, är CE markerade, samt är deklarerade enligt EU direktiv 93/42/EEC. De är också registrerade i polska Läkemedelsverket.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DIABETIC

MODELLEN KLASSISK.....	02
MODELLEN TJOCK.....	03
MODELLEN MED TÄCKNING.....	04

PLATTFOT – TYPER

MODELLEN LWF.....	05
MODELLEN LWF 3/4.....	06
MODELLEN PWL.....	07
MODELLEN PWL 3/4.....	08
MODELLEN WS.....	09

HÄLSPORRE

MODELLEN WS.....	10
------------------	----

FRAMFOTEN

MODELLEN WS.....	11
------------------	----

SUPINATION

MODELLEN WS.....	12
MODELLEN SZ 200.....	13
MODELLEN SZ 200 3/4.....	14
MODELLEN SZ 200 extra kil.....	15

PRONATION

MODELLEN WS.....	16
MODELLEN SZ 200.....	17
MODELLEN SZ 200 3/4.....	18
MODELLEN SZ 200 extra kil.....	19

KORTARE BAKFOT

MODELLEN LWF - ST.....	20
------------------------	----

KÄNSLIG FOT

MODELLEN KOLOR.....	21
MODELLEN LWF - WP.....	22

INSERTER I BARN S VERSIONER

PU - DIABETIC

Materialen absorberar omåttligt tryck och avlastar känsliga punkter på foten.

MULTIFORM

Fyllnadsmaterial som används för både innersta och översta skikt i sulan.

TERMOPLASTISK STYVNING


Stärker och profilerar sulan, samt avspeglar fotens fysiologiska profil.

PELOTTISULAN OCH SUPERFORM

*Pelotten hjälper till att ha korrekt belastning på framfoten.
Superform – sulans nedersta del som håller ytterligare formen och profilen.*

Modellen som vi rekommenderar främst för personer med sk diabetesfoten, reumatism och i överhuvudtaget känsliga fötter.

*Tillgänglig i storlekar 35-48
Kan beställas med täckning och pelotten, eller utan dem.
Passar både män och kvinnor.*



PU - DIABETIC

Materialen absorberar omåttligt tryck och avlastar känsliga punkter på foten.

PERFORERAD MULTIFORM M.C

Fyllnadsmaterial som används för både innersta och översta skikt i sulan.

TERMOPLASTISK STYVNING


Stärker och profilerar sulan, samt avspeglar fotens fysiologiska profil.

PELOTTISULAN OCH SUPERFORM

*Pelotten hjälper till att ha korrekt belastning på framfoten.
Superform – sulans nedersta del som håller ytterligare formen och profilen.*

Modellen som vi rekommenderar främst för personer med sk diabetesfoten, reumatism och i överhuvudtaget känsliga fötter.

*Tillgänglig i storlekar 35-48
Kan beställas med täckning och pelotten, eller utan dem.
Passar både män och kvinnor.*



TÄCKNING – ÄKTA GETSKINN

*Getskinn är elastisk, mjuk, tålig samt mycket bekväm.
Garvad på ett naturligt sätt med växtextrakter.*

PU - DIABETIC

Materialen absorberar omåttligt tryck och avlastar känsliga punkter på foten.

MULTIFORM

Fyllnadsmaterial som används för både innersta och översta skikt i sulan.

TERMOPLASTISK STYVNING

Stärker och profilerar sulan, samt avspeglar fotens fysiologiska profil.

PELOTTSULAN OCH SUPERFORM

*Pelotten hjälper till att ha korrekt belastning på framfoten.
Superform – sulans nedersta del som håller ytterligare formen och profilen.*

Modellen som vi rekommenderar främst för personer med sk diabetesfoten, reumatism och i överhuvudtaget känsliga fötter.

*Tillgänglig i storlekar 35-48
Kan beställas med täckning och pelotten, eller utan dem.
Passar både män och kvinnor.*



TÄCKNING

Mikrofiber är ett väldigt mjukt material.

PELOTTSULAN OCH EF WHITE 0,8 mm

*Pelotten hjälper till att ha korrekt belastning på framfoten.
EF WHITE 0,8 mm – väldigt elastiskt material som ytterligare håller formen och profilen.*

TERMOPLASTISK STYVNING

Stärker och profilerar sulan, samt avspeglar fotens fysiologiska profil.

KOLFIBER

Högt organiserat struktur ger sulan stor hållbarhet.



*LWF-sulan är smal, ultratunn, lätt och väldigt elastisk.
Tillverkningsmetoden tillåter att använda den sulan till alla skomodeller – klackskor, pumps, samt lätta och eleganta herrskor.*

*Tillgänglig i storlekar 35-48
Kan beställas med täckning i mikrofiber i olika färgar, perforerad dynaform, perforerad getskinn, samt SILBER täckning gjort av silvertråd och motverkar bakterie-, svamp- och luktbildning. Kan också beställas med pelott.*

TILLGÄNGLIGHET



TÄCKNING



TÄCKNING – ÄKTA GETSKINN

*Getskinn är elastisk, mjuk, tålig samt mycket bekväm.
Garvad på ett naturligt sätt med växtextrakter.*

PELOTTISULAN OCH EF WHITE 0,8 mm

*Pelotten hjälper till att ha korrekt belastning på framfoten.
EF WHITE 0,8 mm – väldigt elastiskt material som ytterligare håller
formen och profilen.*

TERMOPLASTISK STYVNING


Stärker och profilerar sulan, samt avspeglar fotens fysiologiska profil.

KOLFIBER

Högt organiserat struktur ger sulan stor hållbarhet.

*LWF-sulan är smal, ultratunn, lätt och väldigt elastisk.
Tillverkningsmetoden tillåter att använda den sulan till alla
skomodeller – klackskor, pumps, samt lätta och eleganta herrskor.*


*Tillgänglig i storlekar 35-48
Kan beställas med täckning i mikrofiber i olika färgar, perforerad
dynaform, perforerad getskinn, samt SILBER täckning gjort av
silvertråd och motverkar bakterie-, svamp- och luktbildning. Kan också
beställas med pelott.*



TILLGÄNGLIGHET




TÄCKNING




PERFORERAD MULTIFORM

Fyllnadsmaterial som används för både innersta och översta skikt i sulan. Materialen är halkfri, antibakteriell och är lätt att hålla ren.



PELOTTISULAN OCH TERMOPLASTISK STYVNING

Pelotten hjälper till att ha korrekt belastning på framfoten. Termoplastisk styvning stärker och profilerar sulan, samt avspeglar fotens fysiologiska profil.




SUPERFORM


Sulans nedersta del som håller ytterligare formen och profilen.

Platffoten uppstår när fotvalvet sjunker och foten får överpronation.


Tillgänglig i storlekar 35-48
Kan beställas i olika färgar samt med täckning i mikrofiber, perforerad getskinn eller blank läder.



TILLGÄNGLIGHET



MULTIFORM




TÄCKNING




PERFORERAD MULTIFORM

Fyllnadsmaterial som används för både innersta och översta skikt i sulan. Materialen är halkfri, antibakteriell och är lätt att hålla ren.




PELOTTISULAN OCH TERMOPLASTISK STYVNING

Pelotten hjälper till att ha korrekt belastning på framfoten. Termoplastisk styvning stärker och profilerar sulan, samt avspeglar fotens fysiologiska profil.




SUPERFORM

Sulans nedersta del som håller ytterligare formen och profilen.




Platffoten uppstår när fotvalvet sjunker och foten får överpronation.


Tillgänglig i storlekar 35-48
Kan beställas i olika färger samt med täckning i mikrofiber, perforerad getskinn eller blank läder.



TILLGÄNGLIGHET



MULTIFORM




TÄCKNING




PERFORERAD MULTIFORM

Fyllnadsmaterial som används för både innersta och översta skikt i sulan. Materialen är halkfri, antibakteriell och är lätt att hålla ren.



PELOTTISULAN OCH TERMOPLASTISK STYVNING

Pelotten hjälper till att ha korrekt belastning på framfoten. Termoplastisk styvning stärker och profilerar sulan, samt avspeglar fotens fysiologiska profil.




SUPERFORM

Sulans nedersta del som håller ytterligare formen och profilen.

Plattfoten uppstår när fotvalvet sjunker och foten får överpronation.


Tillgänglig i storlekar 35-48
Kan beställas i olika färger samt med täckning i mikrofiber, perforerad getskinn eller blank läder.



TILLGÄNGLIGHET



MULTIFORM



TÄCKNING



**TÄCKNING – MIKROFIBER
ELLER GETSKINN**

Känns som persikoskinn – mjuk, spänstig, väldigt hållbar och stark.

RKN AVLASTNING

Stötdämpande material som avlastar foten från trycket.

MULTIFORM

Fyllnadsmaterial som används för både innersta och översta skikt i sulan.

**PELOTTSULAN
OCH TERMOPLASTISK STYVNING**


Pelotten hjälper till att ha korrekt belastning på framfoten. Styvningen stärker och profilerar sulan, samt avspeglar fotens fysiologiska profil.

SUPERFORM

Sulans nedersta del som håller ytterligare formen och profilen.

Sulan avlastar hälen vid inflammation i fotens hinna.

*Tillgänglig i storlekar 35-48
Kan beställas med täckning i mikrofiber eller getskinn, samt pelotten, eller utan dem.*

**TILLGÄNGLIGHET****TÄCKNING**

TÄCKNING – MIKROFIBER ELLER GETSKINN

Känns som persikoskinn – mjuk, spänstig, väldigt hållbar och stark.

AVLASTNING

Materialet som effektivt dumpar trycket och avlastar foten.

MULTIFORM

Fyllnadsmaterial som används för både innersta och översta skikt i sulan.

PELOTTSULAN OCH TERMOPLASTISK STYVNING

Pelotten hjälper till att ha korrekt belastning på framfoten. Styvningen stärker och profilerar sulan, samt avspeglar fotens fysiologiska profil.


SUPERFORM

Sulans nedersta del som håller ytterligare formen och profilen.


Stödjer och skyddar känsliga punkter på framfoten.

*Tillgänglig i storlekar 35-48
Kan beställas med täckning i mikrofiber eller getskinn, samt med pelotten, eller utan dem.*

TILLGÄNGLIGHET



TÄCKNING



PERFORERAD MULTIFORM

Fyllnadsmaterial som används för både innersta och översta skikt i sulan. Materialen är halkfri, antibakteriell och är lätt att hålla ren.

PELOTTSSULAN OCH TERMOPLASTISK STYVNING

Pelotten hjälper till att ha korrekt belastning på framfoten. Styvningen stärker och profilerar sulan, samt avspeglar fotens fysiologiska profil.

SUPERFORM

Sulans nedersta del som håller ytterligare formen och profilen.

KIL SF färg


Med en extra supinationskil.

HÖGER INLÄGG

Vyn av sulans innersta sida.

Sulan som motverkar supination i hälen och fotvalven. Den hjälper till att hålla fast både hälen och knät i rätt position, samt lyfter valven vid plattfot.


Tillgänglig i storlekar 35-48
Kan beställas i olika färger med täckning i mikrofiber, perforerad getskinn eller blank läder. Pelotten är också tillgänglig för beställning.



TILLGÄNGLIGHET



MULTIFORM



TÄCKNING



MODELLEN SZ 200

SUPINATION

PERFORERAD MULTIFORM

Fyllnadsmaterial som används för både innersta och översta skikt i sulan.
Materialen är halkfri, antibakteriell och är lätt att hålla ren.

KIL SZ 301

Med en extra supinationskil för hälen.


SZ LUX

Sulans lägsta lager.



Sulan som motverkar supination i hälen, hjälper till att hålla fast både hälen och knät i rätt position.

Tillgänglig i storlekar 35-46
Kan beställas i olika färger med täckning i mikrofiber,
perforerad getskinn eller blank läder. Pelotten är också
tillgänglig för beställning.

MULTIFORM



TÄCKNING



PERFORERAD MULTIFORM

Fyllnadsmaterial som används för både innersta och översta skikt i sulan. Materialen är halkfri, antibakteriell och är lätt att hålla ren.

KIL SZ 301


Med en extra supinationskil för hälen.

SZ LUX


Sulans lägsta lager.

Sulan som motverkar supination i hälen, hjälper till att hålla fast både hälen och knät i rätt position.


*Tillgänglig i storlekar 35-46
Kan beställas i olika färger med täckning i mikrofiber, perforerad getskinn eller blank läder. Pelotten är också tillgänglig för beställning.*



MULTIFORM



TÄCKNING



MODELLEN **SZ 200 extra kil**

SUPINATION

PERFORERAD MULTIFORM

Fyllnadsmaterial som används för både innersta och översta skikt i sulan.
Materialen är halkfri, antibakteriell och är lätt att hålla ren.

KIL SZ 301

Med en extra supinationskil för hälen.

SZ LUX

Sulans lägsta lager.


KIL SF färgad

Med en extra supinationskil.


Sulan som motverkar supination i hälen, hjälper till att hålla fast både hälen och knät i rätt position.

Tillgänglig i storlekar 35-46
Kan beställas i olika färger med täckning i mikrofiber, perforerad getskinn eller blank läder. Pelotten är också tillgänglig för beställning.

MULTIFORM



TÄCKNING



PERFORERAD MULTIFORM

Fyllnadsmaterial som används för både innersta och översta skikt i sulan. Materialen är halkfri, antibakteriell och är lätt att hålla ren.

PELOTTISULAN OCH TERMOPLASTISK STYVNING

Pelotten hjälper till att ha korrekt belastning på framfoten. Styvningen stärker och profilerar sulan, samt avspeglar fotens fysiologiska profil.

SUPERFORM


Sulans nedersta del som håller ytterligare formen och profilen.

KIL SF färg

Med en extra supinationskil.

Sulan som pronerar hälen från utsidan och hjälper till att få korrekt position av foten. Den motverkar också klumpighet i hälar och knän. Höjden anpassas enligt rekommendationer från ortoped.


*Tillgänglig i storlekar 35-48
Kan beställas i olika färger med täckning i mikrofiber, perforerad getskinn eller blank läder. Pelotten är också tillgänglig för beställning.*



TILLGÄNGLIGHET



MULTIFORM



TÄCKNING



MODELLEN SZ 200

PRONATION

PERFORERAD MULTIFORM

Fyllnadsmaterial som används för både innersta och översta skikt i sulan. Materialen är halkfri, antibakteriell och är lätt att hålla ren.

KIL SZ 301

Med en extra supinationskil för hälen.

SZ LUX


Sulans lägsta lager.

Sulan som pronerar hälen från utsidan och hjälper till att få korrekt position av foten. Den motverkar också klumpighet i hälar och knän. Höjden anpassas enligt rekommendationer från ortoped.



Tillgänglig i storlekar 35-46

Kan beställas i olika färger med täckning i mikrofiber, perforerad getskinn eller blank läder. Pelotten är också tillgänglig för beställning.

MULTIFORM



TÄCKNING



PERFORERAD MULTIFORM

Fyllnadsmaterial som används för både innersta och översta skikt i sulan.
Materialen är halkfri, antibakteriell och är lätt att hålla ren.

KIL SZ 301

Med en extra supinationskil för hälen.




SZ LUX

Sulans lägsta lager.

Sulan som pronerar hälen från utsidan och hjälper till att få korrekt position av foten. Den motverkar också klumpighet i hälar och knän.
Höjden anpassas enligt rekommendationer från ortoped.

Tillgänglig i storlekar 35-46

Kan beställas i olika färger med täckning i mikrofiber, perforerad getskinn eller blank läder. Pelotten är också tillgänglig för beställning.

**MULTIFORM****TÄCKNING**

MODELLEN **SZ 200 extra kil**

PRONATION

PERFORERAD MULTIFORM

Fyllnadsmaterial som används för både innersta och översta skikt i sulan.
Materialen är halkfri, antibakteriell och är lätt att hålla ren.

KIL SZ 301

Med en extra supinationskil för hälen.

SZ LUX

Sulans lägsta lager.

KIL SF färgad


Med en extra supinationskil.

Sulan som pronerar hälen från utsidan och hjälper till att få korrekt position av foten. Den motverkar också klumpighet i hälar och knän.
Höjden anpassas enligt rekommendationer från ortoped.


Tillgänglig i storlekar 35-46

Kan beställas i olika färger med täckning i mikrofiber, perforerad getskinn eller blank läder. Pelotten är också tillgänglig för beställning.

MULTIFORM



TÄCKNING



TÄCKNING

SILBER – silvertråd.

RKN SOFT HÄLAVLASTNING

Materialet som effektivt dumpar trycket och avlastar foten.

PELOTTUSULAN OCH EF WHITE 0,8 mm

*Pelotten hjälper till att ha korrekt belastning på framfoten.
EF WHITE 0,8 mm – väldigt elastiskt material som ytterligare håller formen och profilen.*

TERMOPLASTISK STYVNING


Stärker och profilerar sulan, samt avspeglar fotens fysiologiska profil.

KOLFIBER

Högt organiserat struktur ger sulan stor hållbarhet.

LWF-ST sulan är speciellt utvecklad för personer med olika längd på benen. Den tillåter att sprida kroppsvikt likadant på båda fötter och avlasta det längsta benet. Lugnar ner smärtan i ben och ryggraden, samt ökar komfort vid gång. Sulan är smal, lätt och väldigt elastisk, samt kan användas i alla skomodeller tack vare tillverkningsmetoden.

Tillgänglig i storlekar 35-48. Kan beställas med täckning i SILBER som är gjort av silvertråd och motverkar bakterie-, svamp- och luktbildning, samt med täckning i mikrofiber, perforerad dynaform eller perforerad getskinn. Vid behov läggs till pelotten, samt sulans höjd anpassas enligt läkarens rekommendationer.

TILLGÄNGLIGHET**TÄCKNING**

PU - DIABETIC

Elasticet.

MULTIFORM OCH PELOTTSSULAN

*Multiform – fyllnadsmaterial som används för både innersta och översta skikt i sulan.
Pelotten hjälper till att ha korrekt belastning på framfoten.*

TERMOPLASTISK STYVNING

Stärker och profilerar sulan, samt avspeglar fotens fysiologiska profil.



SUPERFORM

Sulans nedersta del som håller ytterligare formen och profilen.

Passar vid kallus och liktorn, hammartå, skavsår, hallux valgus, hälsporre, samt plattfot. Allt för den överkänsliga foten.

*Tillgänglig i storlekar 35-48.
Kan beställas utan täckning, med mikrofiber täckning, med eller utan pelott.*

TÄCKNING



TÄCKNING

SILBER – silvertråd.

RKN SOFT HÄLAVLASTNING

Materialet som effektivt dumpar trycket och avlastar foten.

PELOTTSULAN OCH EF WHITE 0,8 mm

*Pelotten hjälper till att ha korrekt belastning på framfoten.
EF WHITE 0,8 mm – väldigt elastiskt material som ytterligare håller formen och profilen.*

TERMOPLASTISK STYVNING



Stärker och profilerar sulan, samt avspeglar fotens fysiologiska profil.

KOLFIBER

Högt organiserat struktur ger sulan stor hållbarhet.

*LWF-sulan är smal, ultratunn, lätt och väldigt elastisk.
Tillverkningsmetoden tillåter att använda den sulan till alla skomodeller. Den avlastar hälen från trycket när det känns obehagligt, men finns ingen rekommendation än att ha sulor med hälsporre.*

*Tillgänglig i storlekar 35-48.
Kan beställas med täckning i SILBER som är gjort av silvertråd och motverkar bakterie-, svamp- och luktbildning, samt med täckning i mikrofiber, perforerad dynaform eller perforerad getskinn. Pelotten är också tillgänglig för beställning.*

**TILLGÄNGLIGHET****TÄCKNING**



ul. Regatowa 57
93-482 Łódź
POLAND

Telefon: **+48 502 064 641**

Telefon: **+48 537 966 300**

E-mail: **kingmed@o2.pl**

www.kingmed.pl